


Guía de soporte adicional Roadrunner®

Se usa para ayudar en la canulación y para ayudar a salvar las estenosis difíciles durante la CPRE.



| Número de Orden | Diámetro de la guía de alambre pulgadas | Longitud de la guía de alambre cm | Longitud de la punta radioopaca cm |
|-----------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| RR-18-260 | .018 | 260 | 3 |
| RR-18-260-A | .018 | 260 | 3 |
| RR-18-480 | .018 | 480 | 3 |
| RR-18-480-A | .018 | 480 | 3 |

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



COOK®
MEDICAL

ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)