


# Guía con punta LoopTip Fusion®

Se usa para ayudar en la canulación de los conductos biliares y pancreáticos y para ayudar a salvar las estenosis difíciles durante la CPRE.

- De un solo uso
- El asa distal cerrada brinda acceso y navegación potencialmente menos traumáticos del sistema ductal pancreatobiliar
- El muelle helicoidal radiopaco proporciona una excelente visibilidad fluoroscópica
- Las marcas en espiral que se extienden hasta el extremo distal de la guía de alambre proporcionan una vista endoscópica del movimiento de la guía de alambre durante la canulación
- Núcleo de nitinol para resistencia a la deformación y retención de la forma.



ENDOSCOPIA

Número de Orden	Diam. de Guía (pulg.)	Long. de Guía (cm)	Punta del Bucle (mm)
FS-LT-35-480	.035	480	2 x 4

#### Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588



**ENDOMÉDICA**  
Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)