

Estilete de Fijación **Liberator**[®] con punta Beacon[®]

Mejorado para ampliar la visibilidad fluoroscópica, Liberator ayuda en la extracción de cables de derivación cardíaca, catéteres permanentes y objetos extraños con un lumen central.

Este estilete especializado se puede insertar por el lumen conductor de un cable de derivación cardíaca tras extraer el conector proximal. Posteriormente, el estilete se puede colocar en posición de manera segura y sujetarse con firmeza al extremo distal del cable. Liberator sujeta los cables con lúmenes de un diámetro de 0.016 a 0.032 pulgadas.

Caraterísticas:

- Ofrece un agarre positivo y ponente
- Cuenta con un mango roscado
- Crea una guía para las vainas de extracción



EXTRACCIÓN DE
CABLES DE
MARCAPASOS

Número de Orden	Descripción	Longitud total (cm)	Longitud activa (cm)
LR-OFA01	Guía de 0.035 pulgadas (0.89 mm) y 205 cm	140	70

Contacto.

Paola Morales
Gerente de Línea
Lead Management - Cook Medical
email: paola.morales@endomedica.com
móvil: 3028-3901

