


Guía con revestimiento
hidrofílico integral

Delta Wire®

Se usa para ayudar en la canulación de los conductos biliares y pancreáticos y para ayudar a salvar las estenosis difíciles durante la CPRE .



Número de Orden	Diámetro de la guía de alambre pulgadas	Longitud de la guía de alambre cm	Forma de la punta
DWG-25-260-S	.025	260	derecho
DWG-25-260-AS	.025	260	angular
DWG-35-260-S	.035	260	derecho
DWG-35-260-AS	.035	260	angular

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)