

## SALUD DE LA MUJER

# Sistema de Cabestrillo Uretral Transvaginal para la Incontinencia Urinaria Femenina

## DESARA CLEAR TV®

## DESARA BLUE TV®

La familia de productos Desara son cabestrillos uretrales que se utilizan para sostener la uretra. Todos los productos Desara son implantes permanentes elaborados con material sintético, polipropileno tejido, que ha demostrado ser eficaz para tratar la IUE.

El procedimiento para la colocación del cabestrillo se realiza, mayormente, como cirugía ambulatoria y suele tardar menos de 30 minutos.

#### Características:

- Disponible en malla transparente y azul para mejor visibilidad.
- Tubo dilatador en color azul .
- Punta cónica e introductor de 3.2 mm.
- Punta de unión y mangas unidas térmicamente al tubo dilatador para un paso suave sin arrastre en el tejido.



## UROLOGÍA

Referencia	Equipo
CAL - DS01TVA	DESARA CLEAR TV
CAL - DS01BTVA	DESARA BLUE TV

#### Contacto.

Izchel Lugo Aguirre  
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía  
Urología y Terapia de Ondas de Choque  
email: izchel.lugo@endomedica.com  
móvil: 55.5990.2700



**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)