


Balón de extracción

Fusion®

Quattro®

En los procedimientos de extracción con balón es importante poder elegir y confiar. El balón de extracción de cálculos de alta eficacia Fusion Quattro permite elegir cuatro diámetros distintos de hinchado para satisfacer diferentes necesidades clínicas. Fijada en su lugar por el innovador dispositivo para fijación de guías, la guía Fusion proporciona un acceso estable y total para la extracción de cálculos, el barrido de los conductos biliopancreáticos y la inyección de contraste.

- 4 diámetros de hinchado en 1 dispositivo para satisfacer necesidades clínicas específicas
- El orificio para intercambio situado a 9 cm de la punta distal del dispositivo proporciona soporte intraduodenal a la guía al realizar barridos con el balón
- El diseño del catéter permite una empujabilidad óptima a través del canal de accesorios
- Las bandas radiopacas mejoran la visualización fluoroscópica del balón de extracción
- Las marcas de referencia de la jeringa indican cada uno de los diámetros de hinchado



ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	DI de la guía (mm)
FS-QEB-A	Catéter de 6,6 Fr y 200 cm El balón se hincha a diámetros de 8,5, 10, 12 o 15 mm Inyección por encima del balón	0.89
FS-QEB-B	Catéter de 6,6 Fr y 200 cm El balón se hincha a diámetros de 8,5, 10, 12 o 15 mm Inyección por debajo del balón	0.89
FS-QEB-XL-A	Catéter de 6,6 Fr y 200 cm El balón se hincha a diámetros de 12, 15, 18 o 20 mm Inyección por encima del balón	0.89
FS-QEB-XL-B	Catéter de 6,6 Fr y 200 cm El balón se hincha a diámetros de 12, 15, 18 o 20 mm Inyección por debajo del balón	0.89

Canal de accesorios mínimo: 3,2 mm.

Aviso: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede provocar reacciones alérgicas.

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Quad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)