

Cáteteres de drenaje multipropósito Ultrathane®

Para aplicaciones de drenaje multipropósito, nefrostomía, abscesos y aplicaciones de drenaje biliar externo.

- El Mac-Loc® de perfil bajo y fácil uso permite fijar firmemente la pigtail de 25 mm sin causar molestias al paciente.
- Se ha comprobado que el material Ultrathane puede utilizarse de manera segura con alcohol etílico.
- Una vez activado, el revestimiento hidrofílico AQ es muy resbaladizo, lo que reduce el coeficiente de fricción durante la introducción.
- La banda radiopaca de diseño RBTM identifica el área proximal del lazo de retención.

Seis orificios laterales ovales grandes facilitan el drenaje.



Sin lazo de retención

Número de Orden	Tamaño French del catéter	Acepta diámetro de guía	Longitud del catéter	Orificios laterales del catéter	Calibre G de la aguja del estilete con punta de trocar
ULT8.5-38-25-P-6S-MDC	8,5	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT10.2-38-25-P-6S-MDC	10,2	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT12.0-38-25-P-6S-MDC	12,0	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT14.0-38-25-P-6S-MDC	14,0	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
Lazo de retención Simp-Loc®					
ULT8.5-38-25-P-6S-MSL	8,5	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT10.2-38-25-P-6S-MSL	10,2	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT12.0-38-25-P-6S-MSL	12,0	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT14.0-38-25-P-6S-MSL	14,0	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18
ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-HC	10,2	0,038 pulgadas (0,97 mm)	25 cm	6	18

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860