

# Catéter de drenaje curvado de gran diámetro

## Gordon

Utilizado para el drenaje de abscesos.



Número de Orden	Tamaño French del catéter	Acepta diámetro de guía	Longitud del catéter	Orificios laterales del catéter
ULT16.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	16	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	6
ULT18.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	18	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	6
ULT20.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	20	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	6

\*Catéter estándar

Número de Orden	Tamaño French del catéter	Acepta diámetro de guía	Longitud del catéter	Orificios laterales del catéter
ULT22.0-38-40-P-6S-MPA-GLD-HC	22	0.038 pulgadas (0.97 mm)	40 cm	6

\*Catéter coaxial

INTERVENCIONISMO  
RADIOLÓGICO

### Contacto.

Diego Amigo Sordo  
Gerente de Línea  
Intervencionismo Periférico  
email: diego.amigo@endomedica.com  
oficina: 4738-8860