

Analizador para prueba de aliento UBT C14 - Helicobacter pylori **Heliprobe™**

El sistema Heliprobe es un sistema de prueba de aliento adecuada para el diagnóstico de la presencia de la bacteria llamada Helicobacter Pylori. Esta bacteria está asociada a diversas enfermedades del aparato digestivo, responsable del 80% de los casos de gastritis y úlcera gástrica crónica a su vez siendo un factor importante para la formación del cáncer gástrico. Es segura, rápida, práctica, confiable y de bajo costo para el paciente.

El Sistema Heliprobe® es un método con ventajas únicas:

- **Conveniencia** - Fácil de usar, rápido y cómodo para el paciente, sin necesidad de enviar muestras para su análisis
- **Comodidad** - sin dolor y no invasivo.
- **Velocidad** - Las muestras están listas para su análisis en sólo 10 minutos con el resultado de la prueba disponible en 5 minutos
- **Fiabilidad** - La sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%.



Equipo	No. de Orden
Analizador Heliprobe®	HPU-011

Consumibles	No. de Orden	Contenido de la caja/envase
Tarjeta para muestreo de prueba de aliento BreathCard™	HPC-001	5
Cápsulas HeliCap™	HPT-012	10

Contacto.

Mayra Yañez Oliver
Gerente de Ventas Diagnósticos
Gastroenterología
email: mayra.yanez@endomedica.com
móvil: 55.5990.2604



kibion