



SIEMENS

www.siemens.com/diagnostics

Normalice los resultados de análisis con la tecnología de urianálisis confiable que maximiza la productividad.

Analizador CLINITEK Novus

Mejore la fiabilidad y productividad

con la tecnología de urianálisis en que puede confiar.

El analizador* de química urinaria automatizado CLINITEK Novus™ combina la tecnología comprobada de la química urinaria mediante almohadillas secas con un formato de cassette fácil de utilizar que permite obtener con mayor celeridad resultados normalizados y maximizar la productividad en los laboratorios que tienen una alta demanda. Con una gama completa de análisis y una capacidad de procesamiento de hasta 240 muestras por hora, el analizador CLINITEK Novus optimiza el flujo de trabajo, simplifica la realización de análisis de orina rutinarios y urgentes, y permite obtener resultados coherentes y de alta calidad, incluso en los períodos de más trabajo.



Cassettes únicos 'cargue y comience usar'

- Cada cassette alberga 450 juegos de análisis
- Cassettes fáciles de usar que simplifican el trabajo de operación, mantenimiento y limpieza del analizador
- Almohadillas de análisis comprobadas que garantizan resultados de calidad con índices excelentes de sensibilidad y especificidad

El menú más amplio

- Cassettes CLINITEK Novus 10 para análisis de orina rutinarios
- Cassettes CLINITEK Novus PRO 12 para la detección precoz de la enfermedad renal
- Resultados de la relación Albúmina-Creatinina (A:C) para análisis de microalbuminuria



Calibración verdadera de todos los analitos

- Calibración a tiempo real que garantiza la fiabilidad de los resultados
- Material de calibración líquido que mejora la precisión

Rendimiento comprobado para la realización de análisis de orina – desde el “Point-of-Care” hasta el laboratorio central

Los analizadores de orina CLINITEK® de Siemens Healthcare Diagnostics utilizan la misma tecnología comprobada, independientemente del formato empleado para realizar los análisis. Por esta razón es posible garantizar resultados de análisis normalizados en cualquier entorno, desde los “Point-of-Care” hasta los laboratorios automatizados de alto volumen. La marca CLINITEK mantiene su renombre mundial como líder en sistemas fiables de análisis de química urinaria – satisfaciendo las necesidades de poblaciones de pacientes diferentes, mejorando la productividad y ofreciendo perspectivas clínicas amplias para la salud del paciente.

Análisis del cassette CLINITEK Novus 10[†]

Glucosa
Bilirrubina
Acetona
Sangre
pH
Proteína
Urobilinógeno
Nitrito
Leucocitos

Análisis del cassette CLINITEK Novus PRO 12[†]

Todos los análisis del Novus 10, más:

Albúmina
Creatinina
Relación Albúmina-Creatinina
Relación Proteína-Creatinina

1. También se analizan Gravedad específica, Color y Claridad.

Pantalla táctil a color inclinable

- Navegación intuitiva a través de un menú lógico
- Opciones flexibles de menú que facilitan la personalización, configuración, mantenimiento, Control de Calidad y resolución de problemas del sistema

Carga de hasta 200 muestras a la vez

- Maximice la productividad con sus funciones verdaderamente automáticas
- Amplia gama de volúmenes de análisis y tamaños de tubos
- La detección del nivel del líquido agiliza y simplifica el proceso de preparación de la muestra
- La biblioteca de imágenes de tubos permite identificar el tubo y la presencia/ausencia del tapón y así garantizar la fiabilidad de la pipeta
- El controlador de gradillas es compatible con el analizador de sedimentos automatizado Sysmex® UF-1000i que facilita las transferencias manuales[◇]

Introducción conveniente y a bordo de datos mediante códigos de barras

- Minimiza los errores asociados con la introducción de datos y mejora la trazabilidad
- Introducción automatizada del número de lote y la fecha de vencimiento a través de etiquetas RFID

† No disponible para la venta en los EE.UU.

◇ No disponible en todos los países.

Siemens Healthcare Diagnostics, una empresa líder en el ámbito del diagnóstico clínico, suministra a profesionales sanitarios que trabajan en hospitales, laboratorios de referencia, consultorios y centros de atención primaria la información que necesitan para efectuar diagnósticos precisos, tratar y controlar a sus pacientes. Nuestra gama innovadora de soluciones de alto rendimiento y la atención personalizada de nuestros clientes se combinan para optimizar el flujo de trabajo, incrementar la eficacia operativa y mejorar con pleno respaldo los resultados del paciente.

CLINITEK Novus y todas las marcas asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Todas las otras marcas comerciales y denominaciones de marcas pertenecen a sus respectivos propietarios. La disponibilidad del producto depende del país y está sujeta a requisitos normativos diferentes. Por favor, contacte con su representante local para verificar la disponibilidad.

Nº pedido A91DX-POC-120998-XC1-7800
06-2013 | Todos los derechos reservados
© 2013 Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

Global Siemens Headquarters

Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
80333 Muenchen
Germany

Global Siemens Healthcare Headquarters

Siemens AG
Healthcare Sector
Henkestrasse 127
91052 Erlangen
Telephone: +49 9131 84-0
Germany
www.siemens.com/healthcare

Oficinas Siemens Healthcare México

Av. Ejército Nacional No.350
Col. Polanco V Sección
Del. Miguel Hidalgo
11560. México D.F.
Phone: +52 55 5328 2000
www.healthcare.siemens.com.mx

Global Division

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.
511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY 10591-5005
USA
www.siemens.com/diagnostics

Aviso No. 153300202C4551

www.siemens.com/diagnostics