


Equipo de Extubación por Etapas Cook

El equipo de extubación por etapas Cook es un catéter de reintubación por etapas cónico, con marcas de centímetros y un alambre de extubación por etapas de nitinol con marcas de profundidad.

El equipo se suministra con:

- Dos adaptadores Rapi-Fit (un conector de 15 mm o un conector Luer Lock).
- Un catéter de reintubación por etapas extrafirme de punta blanda
- Un alambre de extubación por etapas de punta flexible
- Esparadrapo de fijación
- Soporte para alambre de vía aérea
- Apósito de fijación



El equipo de extubación por etapas Cook está indicado para la extubación y la posterior reintubación.

Número de Orden	FR Catéter	Long. del Catéter (cm)	DI de la Guía (cm)	Long.de la Guía (cm)	Para repuesto de los Tubos ET con DI (mm)
C-CAE-14.0-83-EXTU	14.0	83	0.0889	145	≥5

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



CUIDADOS CRÍTICOS



Apoyando a la comunidad médica desde 1986