

# Aguja de biopsia para ecografía endobronquial de alta definición


## EchoTip ProCore<sup>®</sup> (EBUS)

Este dispositivo se utiliza con un ecoendoscopio para biopsia con aguja fina (FNB) de lesiones submucosas y extramurales situadas dentro del árbol traqueobronquial o del tracto digestivo, o adyacentes a estos.

### Especificaciones:

**Olympus** : se usa con un endoscopio de ultrasonido para biopsia con aguja fina (FNB) de lesiones submucosas y extramurales dentro o adyacentes al árbol traqueobronquial o al tracto gastrointestinal.

**Pentax** : se usa con un endoscopio de ultrasonido para biopsia con aguja fina (FNB) de lesiones submucosas y extramurales dentro o adyacentes al árbol traqueobronquial.



## ENDOSCOPIA

Número de Orden	Descripción	Medidor de tamaño de aguja G	Tamaño de la funda Fr
ECHO-HD-22-EBUS-OC	Aguja para el osciloscopio del endoscopio Endobronquial Olympus	22	4.1
ECHO-HD-22-EBUS-PC	Aguja para el concentrador del Ultrasonido Endobronquial Pentax	22	4.1
ECHO-HD-25-EBUS-OC	Aguja para el osciloscopio del endoscopio Endobronquial Olympus	25	4.1
ECHO-HD-25-EBUS-PC	Aguja para el concentrador del Ultrasonido Endobronquial Pentax	25	4.1

### Contacto.

**Adriana de Lourdes Dávila Morales**  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588



**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)