

# SALUD DE LA MUJER

## Cabestrillo Uretral para la Incontinencia Urinaria Femenina

### DESARA BLUE®

La familia de productos Desara son cabestrillos uretrales que se utilizan para sostener la uretra. Todos los productos Desara son implantes permanentes elaborados con material sintético, polipropileno tejido, que ha demostrado ser eficaz para tratar la IUE.

El procedimiento para la colocación del cabestrillo se realiza, mayormente, como cirugía ambulatoria y suele tardar menos de 30 minutos.

#### Características:

- Esta hecha de material macroporoso, punto, monofilamento, polipropileno.
- El tamaño medio del poro es de 1000 micrones.
- El diseño es de dos monofilamentos, uno azul y otro transparente, se tejen al unísono para brindar una visibilidad excepcional
- Cuenta con unas terminaciones cónicas verdes.
- La punta es mas pequeña que la mayoría de los slings mide 5.2 mm de diámetro.



## UROLOGÍA

Referencia	Equipo
CAL - DS01B	DESARA BLUE
CAL - DS01BOV	DESARA BLUE con Overlapping Sleeve
CAL - DS01BS	DESARA BLUE con sutura corta

#### Contacto.

Izchel Lugo Aguirre  
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía  
Urología y Terapia de Ondas de Choque  
email: izchel.lugo@endomedica.com  
móvil: 5990-2700

