

Stent autoexpandible venoso Zilver[®] Vena[™]


Stent de nitinol flexible y autoexpandible indicado para tratar la obstrucción del flujo de salida venoso sintomático en las venas iliofemorales.

El Zilver Vena ofrece una fuerza radial uniforme de un extremo al otro.

El stent no presenta acortamientos clínicamente significativos. Comercializado con diámetros de 14 y 16mm, y longitudes de 60, 100 y 140mm

Características:

- Con la flexibilidad y la resistencia al acodamiento de la tecnología probada Zilver[®]
- Compatible con vainas de 7 Fr y catéteres guía de 9 Fr
- Se despliega mediante sistemas de implantación de 80 y 120 cm
- Cuatro marcadores de oro en cada extremo
- Precargado en un introductor Flexor[®]



Stent Autoexpandible Venoso

Número de Orden	Acepta diámetro de guía pulgadas (mm)	Diámetro del stent (mm)	Longitud del stent (cm)	Longitud del sistema de implantación (cm)
ZVT7-35-80-14-6.0	0.035 (0.89)	14	6	80
ZVT7-35-80-14-10.0	0.035 (0.89)	14	10	80
ZVT7-35-80-14-14.0	0.035 (0.89)	14	14	80
ZVT7-35-80-16-6.0	0.035 (0.89)	16	6	80
ZVT7-35-80-16-10.0	0.035 (0.89)	16	10	80
ZVT7-35-80-16-14.0	0.035 (0.89)	16	14	80
ZVT7-35-120-14-6.0	0.035 (0.89)	14	6	120
ZVT7-35-120-14-10.0	0.035 (0.89)	14	10	120
ZVT7-35-120-14-14.0	0.035 (0.89)	14	14	120
ZVT7-35-120-16-6.0	0.035 (0.89)	16	6	120
ZVT7-35-120-16-10.0	0.035 (0.89)	16	10	120
ZVT7-35-120-16-14.0	0.035 (0.89)	16	14	120

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860