


Equipo de exploración vías biliares

Utilizado para la exploración del conducto biliar común. Se suministra estéril en envases o sus cortezas abiertas. Previsto para un solo uso.

El equipo de exploración de vías biliares contiene:

- Catéter ACCENT 5 Fr, 40 cm long.
- Adaptador de 3 puertos, con conexión Luer Lock
- Canastilla de nitinol 2.4 Fr x 115 cm de long.
- Set Appel Berci, camisa 14 Fr, 15 cm de long., Introdutor 12 Fr, 20 cm de long.



Adaptador de 3 puertos



Set Appel Berci



NCompass® Canastilla de nitinol



Guía RoadRunner® PC

CIRUGÍA

Número de Orden

C-CD-ES-100

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700