


Cepillo de Citología

Para la recogida de células de los bronquios o de los tractos digestivos superior e inferior.

Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



Usado con broncoscopio

Número de Orden	Descripción	Tamaño de vaina Fr	Longitud de la vaina cm	Diámetro del cepillo mm	Cant./caja
BCB-5-120-1-S	Cepillo usado con broncoscopio	5	120	1	10
BCB-5-120-2-S	Cepillo usado con broncoscopio	5	120	2	10
BCB-5-120-3-S	Cepillo usado con broncoscopio	5	120	3	10

Usado con gastroscopio

Número de Orden	Descripción	Tamaño de vaina Fr	Longitud de la vaina cm	Diámetro del cepillo mm	Cant./caja
BCE-5-180-2-S	Cepillo usado con gastroscopio	5	180	2	10
BCE-5-180-3-S	Cepillo usado con gastroscopio	5	180	3	10

Usado con colonoscopio

Número de Orden	Descripción	Tamaño de vaina Fr	Longitud de la vaina cm	Diámetro del cepillo mm	Cant./caja
CCB-7-240-3-S	Cepillo usado con colonoscopio	7	240	3	10

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOMÉDICA

Tecnología para la salud

Apoiando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)