

Clinitek Status®

Especificaciones Técnicas

Generales

Tipo de Sistema	Equipo Lector de tiras Multistix 10SG y Microalbúmina. Semiautomático. Para realizar pruebas de uroanálisis.
Velocidad Promedio	60 muestras por hora.
Métodos medidos	Leucocitos, nitritos, pH, eritrocitos, gravedad específica, cetona, bilirrubina, glucosa, urobilinógeno, proteínas. (Multistix determina 10 parámetros). Microalbúmina (mide albúmina, creatinina y Relación A/C).
Muestras	Orina.
Pantalla	Sensible al tacto.
Tiempo de Lectura	60 seg.
Software	En español.
Control de Calidad	Check Stix control normal y anormal.
Memoria	200 pacientes y 200 controles.
Reporte de Tira de microalbúmina	Albúmina 10, 30, 80, 150 mg/L. Creatinina 30, 100, 200, 300 mg/dL. Relación albúmina/ Creatinina calculada < 30, 30 -300, > 300 mg/g.
Metodología	Fotometría de Reflexión.
Longitudes de onda	Longitudes de onda 470, 525, 565, 625, 660 y 845 nm.
Impresora	Integrada al equipo.
Parámetros Calculados	Relación albúmina/ Creatinina.
Requerimientos eléctricos	110 V ó 6 pilas AA.
Dimensiones	272 mm de largo, 171 mm de ancho, y altura 158 mm. Peso 1.66 kg.
Introducción de datos	ID de paciente, ID de operador.
Interfase	Unidireccional.
Calibración	Automática al ingresar la tira reactiva.
Características	Identifica eritrocitos intactos y hemolizados. En el reporte se puede incluir color y aspecto de la muestra.
Refacciones	Cuenta con refacciones compatibles con la marca Siemens y modelo del equipo.
Accesorios	Accesorios de la marca Siemens y exclusivos para Clinitek Status.
Consumibles	Cuenta con consumibles el Clinitek Status de la marca Siemens.
Operación del equipo	Personal especializado de laboratorio.
Mantenimiento	Mantenimiento preventivo y correctivo por personal capacitado por parte de Siemens.
Regulador	Cuenta con regulador de voltaje.

Clinitek Status®

SIEMENS

Clinitek Status® y las marcas relacionadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Las otras marcas registradas y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. La disponibilidad del producto podría variar de un país a otro y está sujeta a los requisitos normativos. Para ver la disponibilidad de equipo por favor póngase en contacto con su representante local.

La disponibilidad del producto varía entre países y está sujeta a los diferentes requisitos regulatorios. Para preguntar sobre disponibilidad, llame a su representante local.

Siemens Healthcare Headquarters

Siemens Healthcare GmbH
Henkestrasse 127
91052
Erlangen, Alemania
Teléfono: +49 9131 84 - 0
www.siemens.com/healthcare

Siemens Healthcare Diagnostics Inc.

511 Benedict Avenue
Tarrytown, NY, EE.UU.
10591-5005
www.siemens.com/diagnostics

Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V.

Ejército Nacional 350. Piso 3
Polanco V sección.
Del. Miguel Hidalgo CP. 11560.
México, D.F.
T. + 52 55 5328 2000
healthcare.siemens.com.mx

© 2008 Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.
Impreso en México
Clinitek Status® y todas las marcas asociadas son marcas comerciales de Siemens Healthcare Diagnostics, Inc. Otras marcas y nombres comerciales son propiedad de sus poseedores respectivos.