


# Equipo de Vaina Dilatadora de Rotación Controlada Evolution<sup>®</sup> RL

Evolution RL ayuda a extraer los cables separando las adhesiones de unión en toda la longitud del cable de derivación cardíaca en cuestión. La vaina exterior de PTFE se puede utilizar para interrumpir tejido y aplicar contracción. La línea Evolution RL ofrece varios tamaños que se adaptan tanto a cables de desfibriladores como a cables de marcapasos.

#### Características:

- No se necesita suministro eléctrico
- Los diversos tamaños se adaptan a los cables de desfibriladores y de marcapasos, y son compatibles con Liberator, One-Tie, Bulldog y todos los dispositivos de control de cables.



EXTRACCIÓN DE  
CABLES DE  
MARCAPASOS



Número de Orden	Diámetro de la vaina interior (Fr)	Longitud de la vaina interior (cm)
LR-EVN-9.0-RL	9.0	40.6
LR-EVN-11.0-RL	11.0	40.6
LR-EVN-13.0-RL	13.0	40.6

#### Contacto.

Paola Morales  
Gerente de Línea  
Lead Management - Cook Medical  
email: [paola.morales@endomedica.com](mailto:paola.morales@endomedica.com)  
móvil: 3028-3901

