

Equipo de Ultrasonido GE Venue™

Simple. Rápido. Preciso. Venue™ Ultrasonido para los momentos críticos

Un sistema de ultrasonido de diagnóstico y guía de alto rendimiento diseñado específicamente para el flujo de trabajo en emergencia.

El ultrasonido es útil para ayudarle a identificar la causa del shock. Pero puede requerir muchos procedimientos manuales y las pautas pueden ser complejas. Venue, el nuevo sistema de ultrasonido simplifica los procesos complicados.



Enfocándonos en el Paciente Crítico

Venue es un sistema multiuso, para Point of Care, que también es adecuado para ayudarle a manejar pacientes en estado de shock. Incluye herramientas automatizadas que le permiten obtener rápidamente la información que necesita para tomar decisiones rápidas al realizar el seguimiento de pacientes en estado de shock clínico. Nuestro juego de herramientas para tratamiento de shocks contiene una serie de funciones que se centran en algunos indicadores clave del estado del paciente: el corazón, los pulmones y la vena cava inferior. Está diseñado para ayudarle a obtener los conocimientos necesarios para facilitar la determinación de la causa del shock.

Evaluación Rápida para Decisiones Difíciles

Nuestra herramienta Auto B-line realiza un breve trabajo de evaluación de agua pulmonar extravascular. La herramienta Auto VTI le ayuda a evaluar el flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y la herramienta Auto IVC hace la evaluación del plegado de la vena cava inferior (IVC) sea sorprendentemente simple. Usted está a cargo - aprobando o descartando el resultado de acuerdo con su juicio.

La herramienta Auto B-line resalta y cuenta las líneas B en tiempo real. Presione Congelar y Venue muestra el cuadro con el recuento de líneas B más alto. La herramienta pulmonar lleva un registro de su evaluación pulmonar segmentaria. Al igual que las otras herramientas, puede ser útil para mostrar las tendencias en respuesta a la terapia.

La herramienta Auto-IVC mide el plegado de la vena cava inferior. Los cambios en el diámetro de la vena cava inferior se miden y se muestran en tiempo real al finalizar cada ciclo respiratorio.

La herramienta Auto-VTI calcula la velocidad de tiempo integral (VTI) y el gasto cardíaco en un solo paso. Al igual que las otras herramientas, incluye un indicador de calidad para ayudar en la obtención de imágenes.

Sencilla tipo tablet del Administrador de imágenes y una interfaz configurable.

Número de Orden

Ultrasonido GE

Equipo

Logic Venue

Contacto.

Enrique Ríos Amezcua
Especialista clínico ultrasonido GE
email: enrique.rios@endomedica.com
móvil: 55.5990.2589



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

ULTRASONIDO

ENDOMÉDICA

Apoyando a la comunidad médica desde 1986