


Espirales alargables para cierre de conductos arteriales persistentes

Flipper™ PDA

Tipo de vaso
Conducto arterial persistente.

Atributos físicos
Espiral MReye® con fibras sintéticas para favorecer al máximo la trombogenicidad.

- El sistema de espiral largable asegura la colocación correcta.
- El sistema de espiral largable ofrece la posibilidad de extraer la espiral de embolización o cambiar su posición.
- Hay disponibles diversas espirales de embolización largables con fibras sintéticas.
- Disponible con un sistema de implantación de 80 cm o de 110 cm.
- Compatible con la MRI.



Número de Orden	Diámetro de la espiral (mm)	Número de bucles
IMWCE-3-PDA3	3	3
IMWCE-3-PDA4	3	4
IMWCE-3-PDA5	3	5
IMWCE-5-PDA3	5	3
IMWCE-5-PDA4	5	4
IMWCE-5-PDA5	5	5
IMWCE-6.5-PDA3	6.5	3
IMWCE-6.5-PDA4	6.5	4
IMWCE-6.5-PDA5	6.5	5
IMWCE-8-PDA3	8	3
IMWCE-8-PDA4	8	4
IMWCE-8-PDA5	8	5

Equipos de acceso para cierre de conductos arteriales persistentes Flipper® 35

Número de Orden	Tamaño French del catéter	Se ajusta a la longitud del catéter (cm)
PDAS-5.0-80	5	80
PDAS-5.0-110	5	110

Flipper® 35

Sistemas de implantación de espirales largables para cierre de conductos arteriales persistentes

Número de Orden	Diámetro (pulgadas (mm))	Se ajusta a la longitud del catéter (cm)
TDS-80-PDA	0.035 (0.89)	80
TDS-110-PDA	0.035 (0.89)	110

Contacto.

Diego Amigo Sordo
Gerente de Línea
Intervencionismo Periférico
email: diego.amigo@endomedica.com
oficina: 4738-8860

INTERVENCIONISMO
RADIOLÓGICO