

Yeyunal FLOW 20®

Para la colocación endoscópica percutánea a fin de suministrar nutrición enteral a pacientes que requieran apoyo nutricional.

Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso. Se utiliza a través de una sonda de gastrostomía endoscópica percutánea.



| Número de Orden | Descripción | Diámetro/ longitud de la guía |
|-----------------|--|-------------------------------|
| FLOWJ-9-20-S | Sonda de alimentación de 9 Fr y 60 cm con franja radiopaca, guía estándar, abrazadera Twist Lock, tapón de evacuación de aire y lazo | 0.7112 mm/200 cm |

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)