


Esofágico/Gástrico/Colónico

Dilatadores

Savary-Guillard®

Se utiliza sobre una guía de alambre Savary-Guillard preposicionada para la dilatación de las estenosis esofágicas.

Este dispositivo se suministra sin esterilizar y es reutilizable si la integridad del dispositivo está intacta.



Número de Orden	Diámetro del dilatador	Longitud del dilatador
SGD-5-70	5 mm (15 French)	70 cm
SGD-6-70	6 mm (18 French)	70 cm
SGD-7-70	7 mm (21 French)	70 cm
SGD-8-70	8 mm (24 French)	70 cm
SGD-9-70	9 mm (27 French)	70 cm
SGD-10-70	10 mm (30 French)	70 cm
SGD-11-70	11 mm (33 French)	70 cm
SGD-12-70	12 mm (36 French)	70 cm
SGD-12.8-70	12.8 mm (38 French)	70 cm
SGD-14-70	14 mm (42 French)	70 cm
SGD-15-70	15 mm (45 French)	70 cm
SGD-16-70	16 mm (48 French)	70 cm
SGD-17-70	17 mm (51 French)	70 cm
SGD-18-70	18 mm (54 French)	70 cm
SGD-19-70	19 mm (57 French)	70 cm
SGD-20-70	20 mm (60 French)	70 cm

Número de Orden	Diámetro del dilatador	Longitud del dilatador
SGD-5-100	5 mm (15 French)	100 cm
SGD-6-100	6 mm (18 French)	100 cm
SGD-7-100	7 mm (21 French)	100 cm
SGD-8-100	8 mm (24 French)	100 cm
SGD-9-100	9 mm (27 French)	100 cm
SGD-10-100	10 mm (30 French)	100 cm
SGD-11-100	11 mm (33 French)	100 cm
SGD-12-100	12 mm (36 French)	100 cm
SGD-12.8-100	12.8 mm (38 French)	100 cm
SGD-14-100	14 mm (42 French)	100 cm
SGD-15-100	15 mm (45 French)	100 cm
SGD-16-100	16 mm (48 French)	100 cm
SGD-17-100	17 mm (51 French)	100 cm
SGD-18-100	18 mm (54 French)	100 cm
SGD-19-100	19 mm (57 French)	100 cm
SGD-20-100	20 mm (60 French)	100 cm

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588

