


Esfinterótomo OMNI con DomeTip Fusion®

- Este dispositivo se utiliza para la canulación del sistema de conductos y para esfinterotomía. Si está precargado, también facilitará la derivación de estenosis difíciles durante la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada (CPRE)



Número de Orden	Tamaño del Cáteter (Fr)	Forma de la punta	Diám. de la Guía (pulg)
FS-OMNI-21	5.5	Dometip	.021
FS-OMNI-21-260	5.5	Dometip	.021
FS-OMNI-21-480	5.5	Dometip	.021
FS-OMNI	7.7	Dometip	.035
FS-OMNI-35	7.7	Dometip	.035
FS-OMNI-35-260	7.7	Dometip	.035
FS-OMNI-35-480	7.7	Dometip	.035
FS-OMNI-ACRO-35-205	7.7	Dometip	.035
FS-OMNI-ACRO-35-260	7.7	Dometip	.035
FS-OMNI-ACRO-35-450	7.7	Dometip	.035

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588



ENDOSCOPIA