

Método de empuje con objetos punzantes de seguridad Flow 20®

Para la colocación endoscópica percutánea a fin de suministrar nutrición enteral a pacientes que requieran apoyo nutricional.

Este dispositivo se suministra estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



Número de Orden	Descripción	Longitud del alambre de introducción
FLOW-20-PULL-SSK-ST	Sonda de alimentación de 20 Fr, diámetro interior: 4,47 mm	150 cm

Componentes incluidos:

- 1 Cortina fenestrada
- 1 Guía de alambre de 150 cm
- 1 trampa fría
- 1 tubo de alimentación de silicona
- 5 gasas, 4 "x 4"
- 1 tijeras
- 1 hemostático
- 1 reforzador
- 1 abrazadera de tubo
- 1 adaptador universal
- 1 Adaptador de bolo
- 1 cerradura de la torcedura
- 1 cincho
- 1 manual de atención al paciente
- 1 Bisturí # 11
- 1 aguja de trocar
- 2 lubricante soluble en agua ‡
- 1 Aguja de calibre 22 x 1½ "
- 1 Aguja de calibre 25 x 5/8 "
- 1 Hisopos ChloraPrep®
- 1 Ungüento de povidona

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588

