


# Filtro de Vena Cava Celect® Platinum

El filtro de vena cava Celect Platinum puede emplearse de manera permanente o como dispositivo recuperable, su diseño con filamentos secundarios de platino centra el filtro con mínimo crecimiento al interior.

Los anclajes tienen un diseño especial para lograr una fijación segura y sin traumatismos en la vena cava.

Y ahora cuenta con sistema de implantación NavAlign™:

- Válvula hemostática
- Mecanismo de seguridad añadido e implantación de filtro con sólo pulsar un botón
- Opciones de implantación femoral y yugular
- La opción femoral incluye una protuberancia táctil que indica que el filtro está en posición totalmente avanzada
- El dilatador multiuso NavAlign incluye bandas de medición radiopacas y orificios laterales de lavado



Sistema de implantación NavAlign™

## Femoral con sistema de implantación NavAlign™

Número de Orden	Diámetro máximo del filtro (mm)	Longitud del filtro (mm)	Vaina introductora (Fr)	Longitud de la vaina introductora (cm)
IGTCFS-65-1-FEM-CELECT-PT	30	49.0	7	65

## Yugular con sistema de implantación NavAlign™

Número de Orden	Diámetro máximo del filtro (mm)	Longitud del filtro (mm)	Vaina introductora (Fr)	Longitud de la vaina introductora (cm)
IGTCFS-65-1-JUG-CELECT-PT	30	49.0	7	65

## Uniset con sistema de implantación NavAlign™

Número de Orden	Diámetro máximo del filtro (mm)	Longitud del filtro (mm)	Vaina introductora (Fr)	Longitud de la vaina introductora (cm)
IGTCFS-65-1-UNI-CELECT-PT	30	49.0	7	65

### Contacto.

Diego Amigo Sordo  
Gerente de Línea  
Intervencionismo Periférico  
email: diego.amigo@endomedica.com  
oficina: 4738-8860



www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)

INTERVENCIONISMO  
PERIFÉRICO

**ENDOMÉDICA**

Tecnología para la salud

Apoyando a la comunidad médica desde 1986