


Esofágico/Gástrico/Colónico

Guías de alambre

Savary-Guillard®

Se utiliza para introducir dilatadores Savary-Gilliard.

Este dispositivo se suministra no estéril y es reutilizable si está intacto.



Número de Orden	Descripción
SGW-200-SD	Guía de acero inoxidable de 200 cm de longitud
SGW-250-SD	Guía de acero inoxidable de 250 cm de longitud
SGW-360-SD	Guía de acero inoxidable de 360 cm de longitud

ENDOSCOPIA

Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales
Gerente de Línea
Endoscopia - Cook Medical
email: adriana.davila@endomedica.com
móvil: 5990-2588