

Equipo dilatador Esofágico Cook™

El equipo de dilatador esofágico Cook se compone de un catéter esofágico- gástrico y un dilatador esofágico, ambos con marcas que facilitan la colocación.

Los equipos se comercializan con diversas longitudes y tamaños French, para uso en pacientes tanto adultos como pediátricos.



El equipo de dilatador esofágico Cook está indicado para la colocación de una sonda dilatadora o un stent esofágicos durante reparaciones laparoscópicas de hernias de hiato. El equipo permite pasar un dilatador sobre un catéter esofágico-gástrico, que sirve para guiar el dilatador en el interior del esófago, evitando la introducción a ciegas y sin protección.

CIRUGÍA

Número de Orden	Fr	Longitud (cm)
C-CEDS-48-70	48	70
C-CEDS-53-70	53	70
C-CEDS-58-70	58	70

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700