


Equipos y bandejas de catéteres torácicos

Thal-Quick

El equipo de catéter torácico Thal-Quick (TQTS-) se compone de una aguja introductora, una guía, dilatadores, posicionador de catéter torácico coaxial y catéter transparente con banda radiopaca (TQT-).

Las letras «Y» o «YJ» del prefijo de la referencia (por ejemplo, TQTSYJ-) indican que se trata de una bandeja. Las bandejas incluyen los mismos elementos que los equipos, más accesorios adicionales para uso en la colocación de catéteres torácicos. El Thal-Quick también se comercializa con una configuración de doble luz. El catéter torácico Thal-Quick de doble luz es un catéter torácico de calibre 24 Fr con una segunda luz del calibre 17 G que puede utilizarse para infusiones o aspiraciones.



El catéter torácico Thal-Quick está indicado para la introducción percutánea de un catéter torácico para realizar un drenaje del fluido pleural.

CUIDADOS
CRÍTICOS

Número de Orden	Tamaño French	Longitud del catéter (cm)	Orificios laterales
C-TQTS-800	8	18	3
C-TQTS-1000	10	20	3
C-TQTS-1200	12	22	3
C-TQTS-1400	14	41	4
C-TQTS-1600	16	41	4
C-TQTS-1800	18	41	4
C-TQTS-2000	20	41	4
C-TQTS-2400	24	41	4
C-TQTS-2800	28	41	4
C-TQTS-3200	32	41	4

Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700