


# Ligador multibanda 6 Shooter™ Universal Saeed®

Para la ligadura endoscópica de varices esofágicas en la unión gastroesofágica o por encima de esta, y para la ligadura de hemorroides internas.

Este dispositivo se suministra no estéril, es desechable y está indicado para un solo uso.



Número de Orden	Diámetro exterior del endoscopio mm	Número de Bandas	Longitud del cordel disparador
MBL-U-4	8.6-11.3	4	122 cm
MBL-U-6	8.6-11.3	6	122 cm
MBL-U-10	8.6-11.3	10	122 cm
MBL-U-6-F	8.6-11.3	6	142 cm

Cada kit incluye barril Opti-Vu con bandas de ligadura y cable de gatillo, catéter de carga, manija de control de precisión y adaptador de riego.  
Nota: La opción -F es para usar con endoscopios Fuji.

## Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588



## ENDOSCOPIA

**ENDOMÉDICA**  
Tecnología para la salud  
Apoyando a la comunidad médica desde 1986

[www.endomedica.com](http://www.endomedica.com)

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)