


Malla para Reparación de Hernia Inguinal Biodesign™



Biodesign posee una tecnología de injerto biológico sin entrecruzamiento que no se basa en la dermis y que se remodela completamente para formar tejido resistente bien vascularizado.

El injerto para hernias Biodesign, diseñado específicamente para la reparación de hernias y la reconstrucción de la pared abdominal, ofrece menores índices de recidiva en comparación con los injertos biológicos entrecruzados basados en la dermis. Biodesign ha sido usado extensamente en la reparación de hernias y ha sido el tema de varios estudios a largo plazo.

Como todos los productos Biodesign, la malla de reparación de hernia inguinal Biodesign está disponible en una variedad de formas y tamaños y pueden ser almacenados durante 18 meses a temperatura ambiente.



CIRUGÍA

| Número de Orden | Tamaño (cm) |
|-----------------|-------------|
| C-IHM-6X13-P | 6 x 13 |
| C-IHM-8X15-P | 8 x 15 |
| C-IHM-10X15 | 10 x 15 |



Contacto.

Izchel Lugo Aguirre
Gerente de Línea Cuidados Críticos, Cirugía
Urología y Terapia de Ondas de Choque
email: izchel.lugo@endomedica.com
móvil: 5990-2700



Apoyando a la comunidad médica desde 1986

