


Retrógrada

Los equipos de intubación retrógrada se componen de los siguientes elementos:

- Aguja introductora
- Aguja introductora del catéter
- Guía de 0,038 pulgadas (0,97 mm) con dos marcas de posición situadas a 20 cm de cada extremo
- Catéter radiopaco
- Jeringa



El equipo de intubación retrógrada está indicado para facilitar la colocación de un tubo endotraqueal durante procedimientos de urgencia o difíciles de acceso a la vía aérea cuando la visualización de las cuerdas vocales no sea posible debido a la presencia de secreciones, sangre o anomalías anatómicas.

Para obtener información sobre los tamaños, consulte la tabla siguiente.

Cuidados Críticos

Número de Orden	Tamaño French del catéter	Longitud del catéter (cm)	Diámetro interior del catéter (mm)	Longitud de la guía (cm)	Para la sustitución de tubos endotraqueales con D.I. (mm)
C-RETRO-11.0-70-38J-110-CAE	11	70	0.97	110	5+
C-RETRO-14.0-70-38J-110-CAE	14	70	0.97	110	5+



Izchel Lugo Aguirre Gerente de Línea Cuídados Críticos, Cirugía Urología y Terapia de Ondas de Choque email: izchel.lugo@endomedica.com móvil: 5990-2700



