

Catéter de dilatación PTCA Cathy No.4

Cathy n°4 de Translumina representa la próxima generación tecnología de catéter con una capacidad de empuje óptima y rastreabilidad.


Este catéter de balón ha sido desarrollado para aumentar la tasa de éxito al cruzar las lesiones.

Se obtienen mejoras con materiales de alta tecnología blandos y duros en un equilibrio de producto perfecto para una fácil navegación.

Translumina tiene una gran demanda en el desarrollo de sus productos.

La nueva Cathy n° 4 representa un concepto bien equilibrado.

Combina características de diseño sobresalientes para ofrecer a nuestros clientes un producto perfecto para los casos más desafiantes



Tamaño pequeño

| Balón Ø [mm] | Longitud de Balón [mm] & Número del Producto | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Ø 1,50 | | T-CCC1515 | T-CCC1520 | |
| Ø 2,00 | T-CCC2012 | T-CCC2015 | T-CCC2020 | T-CCC2030 |
| Ø 2,25 | T-CCC22512 | T-CCC22515 | T-CCC22520 | T-CCC22530 |
| Ø 2,50 | T-CCC2512 | T-CCC2515 | T-CCC2520 | T-CCC2530 |

Tamaño mediano

| Balón Ø [mm] | Longitud de Balón [mm] & Número del Producto | | | |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Ø 2,75 | T-CCC27512 | T-CCC27515 | T-CCC27520 | T-CCC27530 |
| Ø 3,00 | T-CCC3012 | T-CCC3015 | T-CCC3020 | T-CCC3030 |
| Ø 3,50 | T-CCC3512 | T-CCC3515 | T-CCC3520 | T-CCC3530 |
| Ø 4,00 | T-CCC4012 | T-CCC4015 | T-CCC4020 | T-CCC4030 |

* Comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para conocer los tamaños disponibles.

Cuadro de cumplimiento

| Balón Ø [mm] | Presión de inflación [bar o 10 ⁻⁵ Pascal] | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| | NP | | | | | | | | RBP | | | | | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Ø 1,50 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | 1,53 | 1,57 | 1,60 | 1,64 | 1,67 | 1,71 | 1,74 | 1,78 | 1,81 | 1,85 | 1,88 | |
| Ø 2,00 | 1,90 | 1,94 | 1,97 | 2,00 | 2,03 | 2,07 | 2,10 | 2,13 | 2,17 | 2,20 | 2,23 | 2,27 | 2,35 | 2,38 | 2,41 | |
| Ø 2,25 | 2,15 | 2,18 | 2,21 | 2,25 | 2,28 | 2,32 | 2,35 | 2,38 | 2,42 | 2,45 | 2,49 | 2,52 | 2,55 | 2,59 | 2,62 | |
| Ø 2,50 | 2,40 | 2,43 | 2,47 | 2,50 | 2,54 | 2,57 | 2,60 | 2,64 | 2,67 | 2,71 | 2,74 | 2,77 | 2,81 | 2,84 | 2,88 | |
| Ø 2,75 | 2,65 | 2,68 | 2,72 | 2,75 | 2,78 | 2,82 | 2,85 | 2,88 | 2,92 | 2,95 | 2,98 | 3,01 | 3,28 | 3,31 | 3,34 | |
| Ø 3,00 | 2,89 | 2,93 | 2,97 | 3,00 | 3,04 | 3,08 | 3,12 | 3,15 | 3,19 | 3,23 | 3,26 | 3,30 | 3,34 | 3,37 | 3,41 | |
| Ø 3,50 | 3,37 | 3,42 | 3,46 | 3,50 | 3,54 | 3,58 | 3,63 | 3,67 | 3,71 | 3,75 | 3,79 | 3,84 | 3,88 | 3,92 | 3,96 | |
| Ø 4,00 | 3,85 | 3,90 | 3,95 | 4,00 | 4,05 | 4,10 | 4,16 | 4,21 | 4,26 | 4,31 | 4,36 | 4,41 | 4,46 | 4,51 | 4,56 | |

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirector Comercial Intervencionismo
email: anamaria.fernandez@endomedica.com
tel 55.4738.8800 ext. 8810 | cel 55.5990.2701

CARDIOLOGÍA
INTERVENCIONISTA

ENDOMÉDICA
Tecnología para la salud

Ayudando a la cardiología médica desde 1986

translumina

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)