

Analizador Semiautomatizado de pH, Gases Arteriales, Electrolitos, Metabolitos y Co.oximetría.

RAPIDLab 1265[®]

El analizador Rapidlab 1265, está diseñado para las siguientes determinaciones:

pH, PCO₂, PO₂, Na⁺, K⁺, Ca⁺⁺, Cl⁻, Glucosa, Lactato y Co-oximetría.

Además calcula automáticamente HCO₃⁻ (act y std), ctCO₂, O₂Sat, BE (In vivo e in Vitro), ctHB, Anion GAP, ctO₂ (a-v), ctO₂ (a), ctO₂(v), p50, pO₂ (A-a) (T), pO₂ (a/A)(T), QSP/QT, Ca⁺⁺ (7.4), VO₂, DO₂, ctO₂ ([a-v]/a), pO₂/ FiO₂.

Cuenta con tecnología de punta que permite resultados de alta calidad en un mínimo de tiempo.

Por sus características es un equipo ideal para áreas de cuidados intensivos, pediatría, neonatología y geriatría.

Diseñado para maximizar el tiempo de respuesta, los sistemas Rapidlab[®] 1200 tienen la capacidad de mejorar la eficiencia de las pruebas de sangre de gas en el laboratorio clínico mediante la combinación de la velocidad y la fiabilidad de pruebas con un bajo mantenimiento. Sistemas Rapidlab 1200 son nuestra solución probada para sitios de pruebas de pruebas de cuidados críticos de gran volumen.



Entre sus principales características podemos destacar:

- Pantalla de Color sensible al tacto.
- Sus electrodos no requieren cambio de membranas
- Entrada de datos del paciente
- Calcula Parámetros automáticamente
- Aspiración de la muestra automatizada
- No cuenta con cartuchos de gas
- Velocidad de 60 segundos por muestra
- Impresora Térmica Integrada
- Capacidad para procesamiento de micromuestras de menos de 50 microlitros
- Calibración Automática en 2 puntos
- Se pueden introducir datos demográficos
- Barómetro Integrado
- Paso de muestra visible
- Control de Calidad automático de tres niveles
- Software en Español con posibilidad de interfazarse
- Memoria de 5000 pacientes
- Memoria de calibradores de 2000 datos
- Manual a bordo con videos educativos
- Corrección automática por temperatura
- Incluye contador de muestras y parámetros
- Lector de código de barras (opcional)

EQUIPOS PARA
LABORATORIO

Contacto.

Pedro Turbay
Subdirector Comercial
Equipos para Laboratorio
email: pedro.turbay@endomedica.com
Móvil: 5990-2702

Veálo en Línea:

www.endomedica.com



Ayorando a la comunidad médica desde 1986

SIEMENS
Healthineers

www.endomedica.com

| tel. 55 4738 8800 (CDMX) | tel. 81 8123 2499 (Mty.) | tel. 33 2002 7700 (Guad.) | tel. 222 419 7189 (Pue.)