


Cánula de ductograma de Jabczenski

- Destinado a la canulación del conducto lactífero de la mama.
- El diseño en ángulo recto de la punta de la cánula permite una vista sin obstrucciones del conducto para la colocación y permite el movimiento y la fijación fáciles del tubo de conexión lejos del área que se está radiografiando.
- Disponible en calibre 30.
- Disponible en longitud de 5 cm.
- Suministrado estéril en paquetes despegables.
- Diseñado para un solo uso.



Número de Orden	Tamaño Calibre	Longitud (cm)
DGC-30-5	30	5

BREAST
CARE

Contacto.

Ana María Fernández
Subdirectora Comercial - Vascular
email: anamaria.fernandez@endomedica.com
oficina: 55-4738-8860



IZI Medical