


Equipo de Vaina Dilatadora de Rotación Controlada Evolution® Shortie RL

La línea Evolution® Shortie RL, diseñada específicamente para el acceso vascular, dilata el tejido cicatrizado o calcificado de forma bidireccional alrededor del cable de derivación cardíaca en cuestión. La forma patentada de la punta decagonal de la línea Evolution® Shortie RL permite que el dispositivo acceda al vaso fácilmente. Las lengüetas de la vaina exterior le permiten pelar la vaina más con facilidad, de modo que puede conservar las guías y, en caso de ser necesario, volver a implantar el cable. La vaina más corta de la línea Evolution® Shortie RL le ofrece más control.

Características:

- No se necesita suministro eléctrico



Número de Orden	Diámetro de la vaina interior (Fr)	Longitud de la vaina interior (cm)
LR-EVN-SH-9.0-RL	9.0	13.6
LR-EVN-SH-11.0-RL	11.0	13.6

Contacto.

Paola Morales
Gerente de Línea
Lead Management - Cook Medical
email: paola.morales@endomedica.com
móvil: 3028-3901



EXTRACCIÓN DE
CABLES DE
MARCAPASOS