


# Dispositivo de Inflado Cook Sphere

Se usa mientras se realizan procedimientos de dilatación del globo para inflar el globo, controlar la presión dentro del globo y desinflarlo.



Número de Orden	Descripción	Capacidad de fluidos mL	Presión máxima atm
CID-60-15	Dispositivo de inflado Cook Sphere®	60	15

## ENDOSCOPIA

### Contacto.

Adriana de Lourdes Dávila Morales  
Gerente de Línea  
Endoscopia - Cook Medical  
email: [adriana.davila@endomedica.com](mailto:adriana.davila@endomedica.com)  
móvil: 5990-2588

